

# DENTAL GUARD II

Anesthetic aid during intubation



わずかな費用で歯牙損傷予防



不要なトラブルを未然に防止

※歯並び等によりフィットしにくい場合は、①約 80 度のお湯に 60 秒程入れて柔らかくし、②上顎前歯の中心に合わせ装着し、③歯と歯茎に 30 秒程押し付けて装着してください。火傷にご注意ください。固定/装着できない場合は使用しないでください。

デンタルガードは、

◆患者様の安全を守ります。

◆咽頭展開を妨げません。

#### 適用

- |           |             |
|-----------|-------------|
| ・ 麻酔      | ・ 救急医療      |
| ・ 経口気管内挿管 | ・ 痙攣        |
| ・ 咽頭鏡検査   | ・ てんかん      |
| ・ 震え      | ・ その他歯牙損傷予防 |

品名：デンタルガードⅡ

品番：110368

販売単位：1 箱 10 入（ケース個装）

素材：EVA

備考：※未滅菌医療用雑品

輸入販売元：

株式会社アステック  
〒355-0063 埼玉県東松山市元宿 2 丁目 36 番地 20  
<http://www.astec7.com>

TEL：0493-34-4311

FAX：0493-34-4350