




Graft holder

血管把持器具



*CABGの必須アイテムが見つかりました。
血管損傷も減らし、吻合リスクを低減。術者に忠実な助手誕生*


血管把持器具 Gアシスト / サイドグラフトホルダー



◆ 品名：Gアシスト

採取した血管を多数の関節により自由にそしてしっかりと固定する事ができます。

※写真のようにパーソネットプローブ等を血管に挿入すると、血管が立ち吻合しやすくなります。




◆ 品名：サイドグラフトホルダー

シーケンシャル吻合等に非常に便利です。

- ◆ 鉗子等による血管の直接操作を極小に留め血管損傷の危険を回避します。
- ◆ 柔軟なスポンジで把持する事で採取グラフトの種類や周辺組織の多少にかかわらず確実に固定します。
- ◆ 吻合部位に応じて正確に術者の好みの位置に自身で固定できるので吻合時間も短縮でき、より正確な運針で吻合部リークも減少します。
- ◆ 助手の介助も軽減しますので、予定手術はもちろん緊急手術には必需品です。



本品はドクターのアイデアを形に致しました。
実際に何度も試用いただき細かな工夫を行っています。
ご使用になればきっと満足頂けると思いますのでぜひお試しください。



| 品名 | 商品番号 | 販売単位 | 備考 |
|-------------|------|---------|----------|
| Gアシスト | GA-1 | 1箱(5入り) | 全長約285mm |
| サイドグラフトホルダー | SG-1 | 1箱(5入り) | 全長約300mm |

販売名：血管把持器具
 一般的名称：単回使用鉗子
 クラス分類：管理医療機器
 承認番号：21900BZX00951000

※本品は滅菌済み単回使用品となります。

製造販売元：株式会社アステック

〒355-0063 埼玉県東松山市元宿2丁目36番地20
 Tel:0493-34-4311 Fax:0493-34-4350