



大血管から冠動脈まで多彩な手術の練習に

# CVトレーナー 心臓



**上行大動脈と弓部分枝を再現し、心臓には任意の場所に冠動脈を付ける事が出来ます。**


**心臓内に模擬血液等を入れて血圧をかける事でリアルなカニューレーションが出来ます。**

**付属の人工血管で大血管置換の練習や、弓部置換の分枝再建のシュミレーションも出来ます。**

**本番手術と同じ位置に冠動脈を植えて手術前のシュミレーション。**

# 商品名 CVトレーナー 心臓

# 品番 HT-01



## 特徴

- ◆ 心臓モデルの任意の場所に鑷子やペアン等をもちいて冠動脈を埋め込む事が出来、実際の吻合に即した練習が低コストで行えます。
- ◆ 臨床用に販売しているグラフトホルダーと同等のホルダーを添付していますので、実際の手術でも弊社臨床用のホルダーを購入頂けば、同等の手順で手術が行えます。
- ◆ 模擬心臓内には大動脈と連結したバルーンが有り液体を充填する事により血圧の有る状態でリアルなカニュレーション等が行えます。
- ◆ 付属の人工血管を使用して大血管や弓部3分枝の再建が練習出来ます。



## 付属品

- ◆ 模擬心臓 1個
- ◆ 模擬人工血管 (10・12・28mm) x20cm 各2本
- ◆ 模擬血管 (10・13・26・28mm) x10cm 各2本
- ◆ 冠動脈用模擬血管 (1.5・2.2・2.7mm) x7cm 各18本
- ◆ 冠動脈用模擬血管 (1.2mm) x5cm 18本
- ◆ フェルト 200x200mm 1枚
- ◆ Gアシストグラフトホルダー 1個
- ◆ サイドグラフトホルダー 1個
- ◆ 大動脈用コネクター 1組(固定テープ・シリンジ付属)
- ◆ バルーン 10個
- ◆ 収納ケース 1箱

製造販売元



株式会社アステック

〒355-0063 <http://www.astec7.com>

埼玉県東松山市元宿2-36-20

Tel 0493-34-4311

※本商品は受注生産品となります。  
予告なく仕様変更を行う場合がございます。  
改定年月日:2014.04.01